

cubeFUSION

Diese Refraktionseinheit besteht durch ein einzigartiges Design mit Möglichkeiten der individuellen farblichen Gestaltung und Konfiguration. Sie ist kompakt und damit auch geeignet für kleinere Refraktionsräume.

Die Einheit kann als Schwenk- oder Schiebeeinheit gewählt werden. Beide sind jeweils in der Höhe verstellbar. Der Patientenstuhl ist mit abwaschbarem Kunstleder bezogen. Diverse RAL-Farben sind möglich. Die Armlehnen sind schwenkbar.

Das Bedienfeld am Ende des Gerätetisches steuert die Höhenverstellung des Patientenstuhls, das Umgebungsglicht und die Jalousien an. Die Kabel werden ordentlich in einem Kabelsystem hinter dem Tisch geführt. Damit sind sie sauber und lastfrei verstaut, so dass sie nicht stören.



Konfigurationen:

Schwenkeinheit

- Grundkorpus
- Höhenverstellbar
- manueller 2er Gerätetisch
- manueller Phoropterarm
- Patientenstuhl
- Projektorsäule
- Leseleuchte
- Grundsteuerung

Schiebeeinheit

- Grundkorpus
- Höhenverstellbar
- manueller 1er Gerätetisch
- manueller Phoropterarm
- Patientenstuhl
- Projektorsäule
- Leseleuchte
- Grundsteuerung

Zusätzliche Optionen

Einheit

- Farbe nach RAL
- LED Deckenleuchte
- Motorischer 1er Tisch
- Motorischer Phoropterarm

Mobiliar

- Tischform
- Schublade Gläserkasten
- Bürokorpus
- Brillenablage
- Sonderlack
- Farbe nach RAL

Patientenstuhl

- Patientensitz
- Fusstütze Patientensuhl
- Sitzdrehung
- Sitzverschiebung
- Stuhl verschiebung
- Farbe nach RAL

Daten

Gewicht

- Basiseinheit: 165kg
- Belastung Tisch: 40kg

Elektronik

- Anschlusssp.: 230VAC
- Anschlussleistung: 6,3A
- HandG. Sp.: 3 – 6VDC – 2A

Patientenstuhl

- Gerätetyp: B
- Schutzklasse: I (MPG 1)
- Schutzart: IP 21

Dimensionen